




FilitaMask™

Máscara de oxigénio de concentração média com tubo para adulto



Oxigenoterapia e Aerossolterapia ▪ Oxigenoterapia



Enfrentando o desafio de reduzir o risco de contágio

Um dos maiores desafios para os profissionais de saúde que estão na linha da frente é a incerteza do que vão enfrentar.

Os doentes com infeções respiratórias têm necessidades específicas e constituem um risco particular. As máscaras de oxigénio convencionais podem gerar uma nuvem de partículas a partir das portas de expiração que pode atingir uma distância de 0,4 metros^{[1][2]}, o que resulta num risco potencial.

FiltaMask da Intersurgical combina um sistema de fornecimento de oxigénio com um meio de filtragem que cobre as portas de expiração. A FiltaMask destina-se ao uso em doentes com infeções respiratórias que podem ser uma fonte de patogénicos infecciosos aerossolizados e que também precisam de oxigénio suplementar.

A FiltaMask foi concebida para reduzir o risco para os paramédicos, o pessoal hospitalar e as visitas^[3].

Mais verde

Ao eliminar o PVC da máscara, o seu impacto ambiental foi drasticamente reduzido

Vedante facial curvado para dentro

proporcionando um melhor grau de ajuste e conforto

Meio de filtragem integrado

Reduz o risco de fuga de aerossóis

Posicionamento sobre o mento

proporcionando um melhor ajuste a uma mais ampla gama de formatos de rosto

Posição baixa do elástico

Evita traumatizar as orelhas do doente



Código	Descrição	Comprimento do tubo	Qtd por caixa
1145000	Máscara FiltaMask, Eco de concentração média de oxigénio com tubo para adulto	2.1m	15 

Pedir uma informação

Referências

- (1) Airflows around Oxygen Masks. David S. Hui et al: Chest. 2006;130:822-826
- (2) Exhaled Air Dispersion During Oxygen Delivery via a Simple Oxygen Mask. David S. Hui et al: Chest. 2007;132:540-546
- (3) Oxygen Administration and the Protection of Health-Care Workers From Infections. Joseph A. Fisher. Chest.2007;131:941-942

 Produto com menor impacto ambiental

Por favor pense antes de imprimir Poupe energia e papel. Se têm de imprimir este folheto informativo imprima frente e verso.



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd está certificado de acordo com a ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



O distribuidor Intersurgical Portugal está certificado pela norma ISO 9001 IS10.20 PT • Issue 5 04.20